


User Manual


淨重	使用電池
0.18kg	AAA 四號電池X3
外型尺寸	
W110XD110XH110(mm)	

◎本產品不附贈電池，電池需自行購買



各部名稱

- 1 電池盒蓋
- 2 開關
- 3 按摩凸點(三個)
- 4 電池盒開蓋扣(底部)
- 5 電池盒



使用方法

使用方法

裝入方式:

1. 按下按摩器底部電池盒開蓋扣，上蓋即開啓(如圖1)。
2. 裝入3顆 AAA 4號電池於電池盒中，壓住綬帶(如圖2)
3. 將蓋子蓋上，握住本體上方，按下開關，以三個按摩凸點(球型)按摩以下部位(如圖3)。

例：◎可以按摩頸部、肩膀。

◎可以按摩大腿、小腿。

◎可以按摩手臂肌肉(如圖4)。

◎能按摩腳底或其他部位的穴道。

※欲取出電池，將底部綬帶抽出，便可一併取出三顆電池(如圖5)

4. 不使用時，可先將電池拿出，等使用時再裝入以延長電池壽命。

※注意：蓋上電池盒蓋時，請將上蓋凸處對準靠近開關凹陷處。

